



**Renovace**  
CHIRURGICKÝCH  
NÁSTROJŮ



*MEDIN, a.s., je tradičním českým výrobcem nástrojů a implantátů pro humánní lékařství. Produktové portfolio společnosti tvoří lékařské nástroje pro obecnou i oborovou chirurgii a sortiment implantátů pro traumatologii a ortopedii. Zároveň je MEDIN největším českým výrobcem stomatologických nástrojů.*

*Společnost MEDIN také nabízí servisní služby renovací lékařských nástrojů.*

## **Poskytujeme**

- renovace chirurgických nástrojů třídy nebezpečnosti I: vlastní výrobky MEDIN i nástroje jiných výrobců
- renovace chirurgických nástrojů třídy nebezpečnosti IIa, IIb, III: pouze vlastní výrobky MEDIN, k opravě nepřijímáme nástroje ostatních výrobců
- renovace endoskopických nástrojů Allgaier
- renovace endoskopických optik Innoview
- servis výměnou chirurgických a endoskopických nástrojů
- servis výměnou – výměna endoskopické optiky libovolné značky za novou, nerepasovanou optiku Innoview se slevou 4.000 Kč

## **Výhody servisních služeb renovací**

- prevence vzniku nežádoucích nehod při práci s nástroji
- kontrola správného stavu, parametrů a funkcí nástrojů
- finanční úspora nákladů

## **Důvody, proč využívat servisních služeb renovací u firmy MEDIN**

- dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje a výroby lékařských nástrojů
- použití kvalitních materiálů
- rychlost vyřízení zakázky
- příznivá cenová politika
- možnost smluvního zajištění renovací a pravidelného servisu

## **Dodací lhůty**

- Standardní doba opravy a dodání chirurgických a endoskopických nástrojů 7–10 dní
- Standardní doba opravy a dodání endoskopických optik 2–3 týdny
- Po domluvě možnost expresního vybavení zakázky

Poškozené nástroje předejte našemu obchodnímu zástupci nebo zašlete na adresu MEDIN, a.s., předmět „renovace“.

Záruční doba: 6 měsíců na opravované činnosti

## **Ceník**

Ceny servisních služeb renovací se odvíjí od rozsahu opotřebeného nástroje, potřebného materiálu k renovaci a hodinové sazby práce. V tabulce jsou uvedeny orientační ceny renovovaných nástrojů. Možnost zaslání cenové nabídky opravy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Platnost od 1. 11. 2016.

Nástroj	Práce	Cena včetně materiálu
diamantování sondy, škrabky	<i>podiamantování prac. části</i>	225 Kč
diamantování pinzety	<i>podiamantování prac. části</i>	270 Kč
diamantování jehelec	<i>diamantování čelistí, seřízení</i>	300 Kč
dláta	<i>ostření, povrch.úprava</i>	75 Kč
dláta, kladiva, lžičky - nové držadlo	<i>s výměnou držadla,ostření, povrch. úprava</i>	300 Kč
drátky na výtěry	<i>zdrsnění povrchu 2 cm od okrajů</i>	900 Kč
fréza dlouhá	<i>naostření</i>	120 Kč
fréza kloubní	<i>naostření</i>	150 Kč
frézy trepanační	<i>demontáž, naostření břitů, montáž</i>	120 Kč
háky	<i>seřízení, povrchová úprava</i>	75 Kč
jehelec TK plátky	<i>výměna TK plátek, seřízení, povrchové začištění</i>	450 Kč
jehelec TK - bez výměny plátek	<i>seřízení, svaření, povrchová úprava</i>	150 Kč
jehelec vroubkovaný	<i>pilování vroubků, seřízení</i>	115 Kč
jehelníček	<i>rozdělení (5–10 ks 400 Kč/ks)</i>	450 Kč
jehla Redonova	<i>naostření</i>	40 Kč
kleště Hercules	<i>výměna K čelistí originál OZ 116910009, montáž, seřízení</i>	4 750 Kč
kleště Hercules	<i>výměna čelistí MEDIN (ocel tř. 19), seřízení 136990340 montáž, seřízení</i>	1 350 Kč
Kleště Hercules	<i>výměna TK čelistí - navařované 116910558, 0559, M2050130</i>	1 300 Kč
Kleště Hercules	<i>výměna gumiček, montáž 116910540</i>	1 000 Kč
kleště na drát - vyvaření ostří	<i>vyvaření čelistí, vybroušení ostří</i>	900 Kč
kleště Luer, Zilke, pedikérské	<i>ostření, seřízení, povrchová úprava</i>	115 Kč
kleště na kofrdam	<i>dle rozsahu opravy</i>	225–450 Kč
kleště štípací nosní, na meziobratl. ploténky Kerrison	<i>ostření, seřízení, povrchová úprava</i>	340 Kč
kleště zubní	<i>seřízení, ostření čelistí, povrchová úprava</i>	115 Kč
kyrety nosohlтанová	<i>úprava, seřízení, ostření</i>	75 Kč
laparo nůžky	<i>nabroušení, seřízení, dle rozsahu opravy</i>	150–220 Kč
lžičky	<i>ostření, povrchová úprava</i>	75 Kč
nástroje laparo, artrokleště, artrojehelce, klipovače, trokary	<i>oprava individualně podle rozsahu poškození</i>	individuálně
nože mikrotomové	<i>ostření</i>	115–150 Kč
nože mikrotomové silné	<i>s vybroušením ostří</i>	450 Kč
nože pitevní, chirurgické	<i>naostření</i>	75 Kč
nůžky	<i>nabroušení, seřízení, dle rozsahu opravy</i>	75–120 Kč
nůžky mikro	<i>nabroušení seřízení</i>	120 Kč
nůžky na drátky AVX	<i>ostření</i>	140 Kč
otiskovací lžice zubní	<i>vyrovnání, povrchová úprava</i>	75 Kč
páčidla	<i>naostření, vyrovnání, povrch. úprava</i>	75 Kč
páka zubní	<i>nabroušení</i>	75 Kč
pátridla	<i>ostření, seřízení, povrchová úprava</i>	60 Kč
pilka oscilační	<i>naostření</i>	75 Kč
pinzety	<i>seřízení, povrchová úprava</i>	40 Kč
pinzety pro Rathgeber Bystřice n. P.	<i>zúžení dle požadavku zákazníka</i>	75 Kč
pinzety mikro	<i>seřízení, povrchová úprava</i>	115 Kč
rozvěrač hrudní	<i>seřízení, povrchová úprava</i>	115 Kč
skalpely	<i>ostření, povrch.úprava</i>	60 Kč
srpky, zubní kyrety	<i>ostření, vyrovnání, povrch, úprava</i>	75 Kč
svorky	<i>seřízení povrchová úprava</i>	75 Kč
škrabky	<i>naostření, povrch. úprava</i>	75 Kč
tracheální kanyla otvory	<i>zhotovení otvorů</i>	150 Kč
vrtáky	<i>ostření</i>	40–120 Kč
zrcadla gynekologická	<i>demontáž, povrch. úprava, montáž, seřízení</i>	225 Kč

Servis nad 1 000 Kč bez DPH – **doprava zdarma**

Servis do 1 000 Kč bez DPH – **doprava 83 Kč bez DPH**



**MEDIN, a.s.**

Vlachovická 619  
592 31 Nové Město na Moravě  
Česká republika

tel.: +420 566 684 327

e-mail: [prodej@medin.cz](mailto:prodej@medin.cz)

[www.medin.cz](http://www.medin.cz)

---

VEDOUCÍ PRODEJNÍHO TÝMU CHIRURGIE:

**Miloš Klikar**, tel.: +420 601 570 731, [milos.klikar@medin.cz](mailto:milos.klikar@medin.cz)

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI CHIRURGIE:

**Mgr. Michaela Riegerová**, tel.: +420 602 793 439, [michaela.riegerova@medin.cz](mailto:michaela.riegerova@medin.cz)

**Věra Bártová**, tel.: +420 606 787 243, [vera.bartova@medin.cz](mailto:vera.bartova@medin.cz)

**Simona Auerová**, tel.: +420 776 380 478, [simona.auerova@medin.cz](mailto:simona.auerova@medin.cz)