




## PÁTEŘNÍ FIXÁTORY SPINAL FIXATORS



# PÁTEŘNÍ FIXÁTORY

## SPINAL FIXATORS



### Páteřní fixátory

**Implantáty pro tyče Ø 5,5 mm**

**Sada nástrojů a implantátů pro tyče Ø 5,5 mm**


### Spinal fixators

Implants for Ø 5.5 mm rods

Set of instruments and implants for Ø 5.5 mm rods

3-5

5-6




**Šroub polyaxiální**  
Polyaxial screw

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| <b>I0303520</b> | Ø 3,5 × 20 mm |                |
| <b>I0303525</b> | Ø 3,5 × 25 mm |                |
| <b>I0303530</b> | Ø 3,5 × 30 mm |                |
| <b>I0303535</b> | Ø 3,5 × 35 mm |                |
| <b>I0303540</b> | Ø 3,5 × 40 mm |                |
| <b>I0304525</b> | Ø 4,5 × 25 mm | (standard set) |
| <b>I0304530</b> | Ø 4,5 × 30 mm | (standard set) |
| <b>I0304535</b> | Ø 4,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0304540</b> | Ø 4,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0304545</b> | Ø 4,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0305530</b> | Ø 5,5 × 30 mm | (standard set) |
| <b>I0305535</b> | Ø 5,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0305540</b> | Ø 5,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0305545</b> | Ø 5,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0305550</b> | Ø 5,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0306535</b> | Ø 6,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0306540</b> | Ø 6,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0306545</b> | Ø 6,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0306550</b> | Ø 6,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0306555</b> | Ø 6,5 × 55 mm | (standard set) |
| <b>I0307535</b> | Ø 7,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0307540</b> | Ø 7,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0307545</b> | Ø 7,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0307550</b> | Ø 7,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0307555</b> | Ø 7,5 × 55 mm | (standard set) |



**Šroub monoaxiální**  
Monoaxial screw

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| <b>I0314525</b> | Ø 4,5 × 25 mm |                |
| <b>I0314530</b> | Ø 4,5 × 30 mm |                |
| <b>I0314535</b> | Ø 4,5 × 35 mm |                |
| <b>I0314540</b> | Ø 4,5 × 40 mm |                |
| <b>I0314545</b> | Ø 4,5 × 45 mm |                |
| <b>I0315530</b> | Ø 5,5 × 30 mm | (standard set) |
| <b>I0315535</b> | Ø 5,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0315540</b> | Ø 5,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0315545</b> | Ø 5,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0315550</b> | Ø 5,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0316535</b> | Ø 6,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0316540</b> | Ø 6,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0316545</b> | Ø 6,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0316550</b> | Ø 6,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0316555</b> | Ø 6,5 × 55 mm | (standard set) |



**Šroub na spondylolisthésu**  
Spondylolisthetic screw

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| <b>I0323520</b> | Ø 3,5 × 20 mm |                |
| <b>I0323525</b> | Ø 3,5 × 25 mm |                |
| <b>I0323530</b> | Ø 3,5 × 30 mm |                |
| <b>I0323535</b> | Ø 3,5 × 35 mm |                |
| <b>I0323540</b> | Ø 3,5 × 40 mm |                |
| <b>I0324525</b> | Ø 4,5 × 25 mm |                |
| <b>I0324530</b> | Ø 4,5 × 30 mm |                |
| <b>I0324535</b> | Ø 4,5 × 35 mm |                |
| <b>I0324540</b> | Ø 4,5 × 40 mm |                |
| <b>I0324545</b> | Ø 4,5 × 45 mm |                |
| <b>I0325530</b> | Ø 5,5 × 30 mm | (standard set) |
| <b>I0325535</b> | Ø 5,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0325540</b> | Ø 5,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0325545</b> | Ø 5,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0325550</b> | Ø 5,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0326535</b> | Ø 6,5 × 35 mm | (standard set) |
| <b>I0326540</b> | Ø 6,5 × 40 mm | (standard set) |
| <b>I0326545</b> | Ø 6,5 × 45 mm | (standard set) |
| <b>I0326550</b> | Ø 6,5 × 50 mm | (standard set) |
| <b>I0326555</b> | Ø 6,5 × 55 mm | (standard set) |



**Šroub repositionní**  
Reposition screw

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>I0373520</b> | Ø 3,5 × 20 mm |
| <b>I0373525</b> | Ø 3,5 × 25 mm |
| <b>I0373530</b> | Ø 3,5 × 30 mm |
| <b>I0373535</b> | Ø 3,5 × 35 mm |
| <b>I0373540</b> | Ø 3,5 × 40 mm |
| <b>I0374525</b> | Ø 4,5 × 25 mm |
| <b>I0374530</b> | Ø 4,5 × 30 mm |
| <b>I0374535</b> | Ø 4,5 × 35 mm |
| <b>I0374540</b> | Ø 4,5 × 40 mm |
| <b>I0374545</b> | Ø 4,5 × 45 mm |
| <b>I0375530</b> | Ø 5,5 × 30 mm |
| <b>I0375535</b> | Ø 5,5 × 35 mm |
| <b>I0375540</b> | Ø 5,5 × 40 mm |
| <b>I0375545</b> | Ø 5,5 × 45 mm |
| <b>I0375550</b> | Ø 5,5 × 50 mm |
| <b>I0376535</b> | Ø 6,5 × 35 mm |
| <b>I0376540</b> | Ø 6,5 × 40 mm |
| <b>I0376545</b> | Ø 6,5 × 45 mm |
| <b>I0376550</b> | Ø 6,5 × 50 mm |
| <b>I0376555</b> | Ø 6,5 × 55 mm |



**Šroub pánevní**  
Iliac screw

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>I0347550</b> | Ø 7,5 × 50 mm |
| <b>I0347560</b> | Ø 7,5 × 60 mm |
| <b>I0347570</b> | Ø 7,5 × 70 mm |
| <b>I0347580</b> | Ø 7,5 × 80 mm |



**Háček laminární**  
Laminar hook

|                 |         |        |                |
|-----------------|---------|--------|----------------|
| <b>I0360206</b> | malý    | small  | (standard set) |
| <b>I0360208</b> | střední | middle | (standard set) |
| <b>I0360210</b> | velký   | large  | (standard set) |



**Háček pedikulární**  
Pedicule hook

|                 |         |        |                |
|-----------------|---------|--------|----------------|
| <b>I0360108</b> | střední | middle | (standard set) |
| <b>I0360110</b> | velký   | large  | (standard set) |



**Výztuha příčná**  
Transconnector

|                 |         |        |                |
|-----------------|---------|--------|----------------|
| <b>I0360327</b> | krátká  | short  | (standard set) |
| <b>I0360331</b> | střední | middle | (standard set) |
| <b>I0360340</b> | dlouhá  | long   | (standard set) |

**IMPLANTÁTY PRO TYČE Ø 5,5 mm**  
IMPLANTS FOR Ø 5.5 mm RODS



**Spojka paralelní dvojitá**  
Double hole parallel connector

**I0360002**



**Spojka sériová**  
Serial connector

**I00360004**



**Tyč fixační Ø 5,5 mm**  
Rod Ø 5.5 mm

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>I0325004</b> | 40 mm  |
| <b>I0325005</b> | 50 mm  |
| <b>I0325006</b> | 60 mm  |
| <b>I0325007</b> | 70 mm  |
| <b>I0325008</b> | 80 mm  |
| <b>I0325009</b> | 90 mm  |
| <b>I0325010</b> | 100 mm |
| <b>I0325011</b> | 110 mm |
| <b>I0325012</b> | 120 mm |
| <b>I0325013</b> | 130 mm |
| <b>I0325014</b> | 140 mm |
| <b>I0325015</b> | 150 mm |
| <b>I0325016</b> | 160 mm |
| <b>I0325017</b> | 170 mm |
| <b>I0325018</b> | 180 mm |
| <b>I0325019</b> | 190 mm |
| <b>I0325020</b> | 200 mm |
| <b>I0325025</b> | 250 mm |
| <b>I0325030</b> | 300 mm |
| <b>I0325040</b> | 400 mm |

*(standard set)*

**SADA NÁSTROJŮ A IMPLANTÁTŮ PRO TYČE Ø 5,5 mm**  
SET OF INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR Ø 5.5 mm RODS




**Universální sada nástrojů**  
Universal instrument set

**I0360020**

|                   |   | ks/pcs |
|-------------------|---|--------|
| <b>I0350006</b>   | Měřítka ohnuté 3,5 mm                         | 1      |
| <b>I0350007</b>   | Měřítka přímá 3 mm                            | 1      |
| <b>I0350008</b>   | Měrka kontrolní                               | 1      |
| <b>I0350012</b>   | Ohybačka tyčí                                 | 1      |
| <b>I0350014</b>   | Kleště přidržovací                            | 1      |
| <b>I0350015</b>   | Kleště samodržící                             | 2      |
| <b>I0350016</b>   | Kleště kompresní a distrakční (set)           | 1      |
| <b>ER191.050</b>  | Vložka drátěná do kontejneru ERMIS 50×255×540 | 1      |
| <b>ER852.300B</b> | Podložka silikonová 500×230 modrá             | 1      |

**SADA NÁSTROJŮ A IMPLANTÁTŮ PRO TYČE Ø 5,5 mm**  
SET OF INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR Ø 5.5 mm RODS



**Instrumentárium páteře standard**  
Standard spinal instrument set

|                   |   |   |        |
|-------------------|---|---|--------|
| <b>I0360010</b>   | set   |   |        |
|                   |   |   | ks/pcs |
| <b>I0360015</b>   | Krabice s nástroji a implantáty standard (včetně nástrojů a implantátů) | 1 |        |
| <b>I0360016</b>   | Krabice s implantáty standard (včetně implantátů)                       | 1 |        |
| <b>ER162.260E</b> | Kontejner sterilizační ERMIS 580x280x260                                | 1 |        |

**Krabice s nástroji a implantáty standard (včetně nástrojů a implantátů)**  
Standard instrument and implant set

|                 |                                      |   |        |
|-----------------|--------------------------------------|---|--------|
| <b>I0360015</b> | set                                  |   | ks/pcs |
| <b>I0325040</b> | Tyč fixační pro páteře 5,5 mm 400 mm | 4 |        |
| <b>I0360002</b> | Spojka paralelní dvojité             | 2 |        |
| <b>I0360004</b> | Spojka sériová                       | 2 |        |
| <b>I0360108</b> | Háček pediculární 8                  | 4 |        |
| <b>I0360110</b> | Háček pediculární 10                 | 4 |        |
| <b>I0360206</b> | Háček laminární 6                    | 4 |        |
| <b>I0360208</b> | Háček laminární 8                    | 4 |        |
| <b>I0360210</b> | Háček laminární 10                   | 4 |        |
| <b>I0360327</b> | Transkonektor krátký                 | 2 |        |
| <b>I0360331</b> | Transkonektor střední                | 2 |        |
| <b>I0360340</b> | Transkonektor dlouhý                 | 2 |        |
| <b>I0250001</b> | Průbojník                            | 1 |        |
| <b>I0250002</b> | Zavaděč šroubu TL                    | 1 |        |
| <b>I0250003</b> | Šroubovák 5 pro TL                   | 1 |        |
| <b>I0350004</b> | Páka na zavedení                     | 1 |        |
| <b>I0350005</b> | Lámačka pro TL silikon               | 1 |        |
| <b>I0360012</b> | Krabice na nástroje STANDARD         | 1 |        |

**Krabice s implantáty standard (včetně implantátů)**  
Standard implants set

|                 |                                 |   |        |
|-----------------|---------------------------------|---|--------|
| <b>I0360016</b> | set                             |   | ks/pcs |
| <b>I0304525</b> | Šroub polyaxiální 4,5/25        | 6 |        |
| <b>I0304530</b> | Šroub polyaxiální 4,5/30        | 6 |        |
| <b>I0304535</b> | Šroub polyaxiální 4,5/35        | 6 |        |
| <b>I0304540</b> | Šroub polyaxiální 4,5/40        | 6 |        |
| <b>I0304545</b> | Šroub polyaxiální 4,5/45        | 6 |        |
| <b>I0305530</b> | Šroub polyaxiální 5,5/30        | 6 |        |
| <b>I0305535</b> | Šroub polyaxiální 5,5/35        | 6 |        |
| <b>I0305540</b> | Šroub polyaxiální 5,5/40        | 6 |        |
| <b>I0305545</b> | Šroub polyaxiální 5,5/45        | 6 |        |
| <b>I0305550</b> | Šroub polyaxiální 5,5/50        | 6 |        |
| <b>I0306535</b> | Šroub polyaxiální 6,5/35        | 6 |        |
| <b>I0306540</b> | Šroub polyaxiální 6,5/40        | 6 |        |
| <b>I0306545</b> | Šroub polyaxiální 6,5/45        | 6 |        |
| <b>I0306550</b> | Šroub polyaxiální 6,5/50        | 6 |        |
| <b>I0306555</b> | Šroub polyaxiální 6,5/55        | 6 |        |
| <b>I0307535</b> | Šroub polyaxiální 7,5/35        | 6 |        |
| <b>I0307540</b> | Šroub polyaxiální 7,5/40        | 6 |        |
| <b>I0307545</b> | Šroub polyaxiální 7,5/45        | 6 |        |
| <b>I0307550</b> | Šroub polyaxiální 7,5/50        | 6 |        |
| <b>I0307555</b> | Šroub polyaxiální 7,5/55        | 6 |        |
| <b>I0315530</b> | Šroub monoaxiální 5,5/30        | 6 |        |
| <b>I0315535</b> | Šroub monoaxiální 5,5/35        | 6 |        |
| <b>I0315540</b> | Šroub monoaxiální 5,5/40        | 6 |        |
| <b>I0315545</b> | Šroub monoaxiální 5,5/45        | 6 |        |
| <b>I0315550</b> | Šroub monoaxiální 5,5/50        | 6 |        |
| <b>I0316535</b> | Šroub monoaxiální 6,5/35        | 6 |        |
| <b>I0316540</b> | Šroub monoaxiální 6,5/40        | 6 |        |
| <b>I0316545</b> | Šroub monoaxiální 6,5/45        | 6 |        |
| <b>I0316550</b> | Šroub monoaxiální 6,5/50        | 6 |        |
| <b>I0316555</b> | Šroub monoaxiální 6,5/55        | 6 |        |
| <b>I0325530</b> | Šroub na spondylolýstézu 5,5/30 | 6 |        |
| <b>I0325535</b> | Šroub na spondylolýstézu 5,5/35 | 6 |        |
| <b>I0325540</b> | Šroub na spondylolýstézu 5,5/40 | 6 |        |
| <b>I0325545</b> | Šroub na spondylolýstézu 5,5/45 | 6 |        |
| <b>I0325550</b> | Šroub na spondylolýstézu 5,5/50 | 6 |        |
| <b>I0326535</b> | Šroub na spondylolýstézu 6,5/35 | 6 |        |
| <b>I0326540</b> | Šroub na spondylolýstézu 6,5/40 | 6 |        |
| <b>I0326545</b> | Šroub na spondylolýstézu 6,5/45 | 6 |        |
| <b>I0326550</b> | Šroub na spondylolýstézu 6,5/50 | 6 |        |
| <b>I0326555</b> | Šroub na spondylolýstézu 6,5/55 | 6 |        |
| <b>I0360013</b> | Krabice na implantáty STANDARD  | 1 |        |






#### POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY

|     |   |
|-----|---|
| SSt | provedení SSt – materiál: nerezová ocel, dle ISO 5832-1 |
| Ti  | provedení TITAN – materiál: Ti6Al4V ELI, dle ISO 5832-3 |
| ∅   | průměr  |
| ⬡   | šestihran   |
| ◐   | půlměsíček  |
| △   | tříhran   |

#### USED ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

|     |   |
|-----|---|
| SSt | SSt version – material: stainless steel, in accordance with ISO 5832-1  |
| Ti  | TITANIUM version – material: Ti6Al4V ELI, in accordance with ISO 5832-3 |
| ∅   | diameter  |
| ⬡   | hexagon   |
| ◐   | half-circle   |
| △   | triangular  |





MEDIN, a.s.  
Vlachovická 619  
Nové Město na Moravě  
CZ 592 31  
Czech Republic  
IČO 43378030  
DIČ CZ43378030

**PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA**

tel.: 566 684 327  
fax: 566 684 384  
e-mail: prodej@medin.cz

**EXPORT**

phone: +420 566 684 331  
fax: +420 566 684 385  
e-mail: export@medin.cz

**[www.medin.cz](http://www.medin.cz)**  
**[www.medin.eu](http://www.medin.eu)**



Výroba a vývoj

ProSpon spol. s r.o.  
Jiřího Voskovce 3206  
272 01 Kladno

**PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA**

tel: +420 312 247 763  
e-mail: ortho@medin.cz

**[www.prospon.cz](http://www.prospon.cz)**